

Alles rund um Ihren GC von Agilent Technologies

Liner-Aktion



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Aktionscode „**WM0621**“ an!

Wagner & Munz GmbH
In der Rosenau 4 · D-81829 München
Tel. +49 / 89 / 45 10 23-0
Fax +49 / 89 / 45 10 23-33

Wagner & Munz GmbH
Mariahilfer Straße 123/3 · A-1060 Wien
Tel. +43 / 1 / 59 99 94-80
Fax +43 / 1 / 59 99 94-89

Liner-Aktion

gültig bis 30.07.2021

Liner von Agilent Technologies



30% Rabatt
auf den jeweils gültigen
Listenpreis für
25er Packungen

25% Rabatt
auf den jeweils gültigen
Listenpreis für
5er Packungen



- Die Wartung Ihres GC ist essentiell für dessen langfristige Funktionalität. Wir bieten Ihnen hier die wichtigsten Ersatzteile, u.a. für Einlass- und Detektorseite, zu besonderen Konditionen.

Dabei sind Einlass-Liner einer der wichtigsten Faktoren: Sie verfügen über viele Eigenschaften, die Ihre Analyse signifikant beeinflussen. Um eine vollständige Verdampfung der Probe auf die Säule zu bewerkstelligen, bietet Agilent für jede Anwendung die richtige Geometrie und Abmessung an Linern an. Aufgedruckte Artikel- und Chargennummern gewährleisten jederzeit eine einfache Nachverfolgbarkeit.

Nachfolgende Artikel erweitern unsere Liner-Aktion:

Beschreibung	Bestell-Nr.	Menge pro VE	Preis EUR	Aktionspreis EUR
Ferrule, 0.5mm id, 15% / 85% Graphit/Vespel, 0.32 mm Säulen	5062-3514	10	-69,00	51,75
Ferrule, Graphit, kurz, 0.5 mm id, für 0.1 bis 0.32 mm Säulen	5080-8853	10	-62,00	46,50
Ferrule, 0.4 mm id, 15% / 85% Graphit/Vespel, 0.1 bis 0.25 mm Säulen	5181-3323	10	-73,00	54,75
Einlass-Liner O-Ring, non-stick Fluorocarbon	5188-5365	10	-18,00	13,50
Einlass-Linder O-Ring, Graphit, 6.35 mm id, 9.63 mm od	5180-4168	10	-72,00	54,00
FID Jet, universal fit, 0.29 mm id	5200-0176	1	-78,00	58,50
FID Jet, universal fit, 0.47 mm id	5200-0177	1	-95,00	71,25
FID Jet, universal fit, 0.76 mm id	5200-0178	1	-95,00	71,25
Triple-Axis-Elektronenvervielfacher, Serie 7000A/B/C, 5975/5977	G3170-80103	1	2060,00	1545,00
Elektronenvervielfacher-Ersatzhorn, Serie 5973/5975	05971-80103	1	1600,00	1200,00
Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz, mit Unterlegscheibe	5188-5367	1	-47,00	35,25
Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz, mit Unterlegscheibe	5190-2209	10	342,00	256,50

Preisangaben in Euro. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschland (ohne Inseln) und Österreich zzgl. € 4,50 Versandkostenpauschale.

Dieses Angebot schließt andere Sonderkonditionen aus.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Die Aktion ist nur gültig, wenn bei der Bestellung der Aktionscode angegeben wird.